

2023年5月吉日

取引先各位

製造販売元：株式会社アステック  
販売元：株式会社カネカメディックス

**Demax インデフレーター・ Demax インフレーションデバイス**  
**仕様変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社で販売しております Demax インデフレーターおよび Demax インフレーションデバイスにおきまして、付属品の耐圧三方活栓の仕様に変更されることとなりましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、より一層のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 仕様変更点

付属品の耐圧三方活栓のストップコックレバーの回転を 360° から 180° に変更

2. 対象製品

品番	DID30S	IFD30
販売名	Demax インデフレーター	Demax インフレーションデバイス
一般的名称	血管形成バルーン用加圧器	非血管系バルーン用加圧器
医療機器届出番号	11B2X10025000001	11B2X10025000017
変更時期	2023年5月頃出荷分より順次	2023年6月頃出荷分より順次
ロット	TJ220716 以降	TJ220716 以降

※当該製品の使用方法、添付文書、形態等、その他の変更はございません

以上